

**Taurolidin Lock  
Citratfrei!**



**NutriLock<sup>TM</sup>**  
CE 0123

**ANTIMIKROBIELLE KATHETER-LOCKLÖSUNG  
FÜR DIE PARENTERALE ERNÄHRUNG**

# NutriLock™

CE 0123

Frei von  
Antibiotika!

## INDIKATION:

NutriLock™ ist für Patienten geeignet, die einen Port oder ein auf Silikon- oder Polyurethankathetern basierendes vaskuläres Zugangssystem für die parenterale Ernährung und Medikation verwenden. NutriLock™ soll als Katheterverschlusslösung verwendet werden, um die Durchgängigkeit des Gefäßzugangs aufrechtzuerhalten. Durch die Schaffung von für Bakterien und Pilzen wachstumsfeindlichen Umgebungsbedingungen wird außerdem das Risiko von katheterbedingten Blutstrominfektionen (CRBSI) verringert.

## INHALTSSTOFFE/SPEZIFIKATION:

NutriLock™ enthält den Wirkstoff Taurolidin, welcher eine breite antimikrobielle Wirksamkeit gegen gram-positive und gram-negative Bakterien (inkl. resistente Stämme wie MRSA) und Pilze (z.B. Candida) aufweist. Anmerkung: Im Gegensatz zu anderen Locklösungen unserer Produktreihe enthält NutriLock™ kein Citrat.

## INSTILLATION:

Nach Infusion der parenteralen Ernährung wird das Zugangssystem gründlich mit Kochsalzlösung (mind. 10 ml) gespült. Anschließend wird NutriLock™ unter strikter Beachtung des Füllvolumens in das Zugangssystem instilliert. NutriLock™ verbleibt bis zur nächsten Anwendung im System. Vor Beginn der nächsten Anwendung muss NutriLock™ aus dem System entnommen werden. Falls die Aspiration von NutriLock™ nicht möglich ist, ist auch langsames Spülen von NutriLock™ (nicht mehr als 1 ml pro 3 Sekunden) vor der nächsten Ernährung klinisch verträglich. Spülen Sie das Zugangssystem anschließend mit 10 ml Kochsalzlösung.

## KONTRAINDIKATIONEN:

NutriLock™ ist kontraindiziert bei Patienten, die eine bekannte Allergie gegen Taurolidin haben, und bei Patienten, die gleichzeitig Arzneimittel einnehmen, von denen bekannt ist, dass sie in Verbindung mit Taurolidin unerwünschte Interaktionen verursachen.

## LAGERUNG/TRANSPORT:

NutriLock™ muss zwischen 15 und 25 °C gelagert, und darf unter Frostbedingungen weder transportiert noch gelagert werden.

**ANMERKUNG:** Diese Produktinformation ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Herstellers.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	PZN-Nr.
TP-07-3	NutriLock™ Katheter-Locklösung 3 ml Ampulle (Einzeldosis)	10 x 3 mL	153 009 72

Hersteller:

**TauroPharm**  
GmbH

TauroPharm GmbH  
August-Bebel-Str. 51  
D-97297 Waldbüttelbrunn  
Tel.: +49 (0) 931 304 299-0

ISO 13485

WWW.TAUROLOCK.COM

85007/20/19